

# Biodenta

## präsentiert neues Implantat-System

**Braucht die Dentalwelt noch ein neues Implantat-System? Braucht sie! Weil das ebenso neue wie innovative System von Biodenta nicht nur ein Implantat-System auf höchstem Niveau ist, sondern zugleich die Arbeit des Zahnarztes massgeblich erleichtert.**

Das neue Implantat-System von Biodenta umfasst 15 Implantate und verschiedene hochwertige Sekundärteile. Umfassende Prothetiklösungen werden damit hervorragend ermöglicht.

Weiteres Zubehör, das den Umgang mit Implantaten erleichtert und die Sicherheit für alle beteiligten Parteien erhöht, machen das System vollständig und sehr attraktiv.

### Einfach, sicher, effizient

Bei der Entwicklung des Implantat-Systems mit der Oberflächenaktivierung «BST bioActive» (vgl. Kasten) wurde der Sicher-

### BST bioActive Oberfläche


Das sind die entscheidenden Vorteile der Oberflächenaktivierung «BST bioActive»:

- Schnelle und zuverlässige Osseointegration
- Hohe biologische Verträglichkeit
- Unterstützt das Zellwachstum
- Poröse Struktur
- Stimuliert die metabolische Aktivität der Osteoblast-Zellen


heit, der Einfachheit und der Optimierung der Prozesse in der Zahnarztpraxis höchste Beachtung geschenkt.

Die komplette Implantatlinie kann mit dem Instrumentarium einer einzigen, übersichtlich angeordneten Chirurkieskassette gesetzt werden.

Die Verpackung ist so gestaltet, dass durch die sterile Schutzschicht hindurch das Implantat von aussen deutlich ersichtlich ist. Der enossale Implantatdurchmesser ist farblich



Das Dentale Implantat System von Biodenta umfasst 15 verschiedene Implantate und über 200 Sekundärteile.



Jedes Implantat zeichnet sich aus durch die Oberflächenaktivierung «BST bioActive»



Die Verpackung ist so gestaltet, dass durch die sterile Schutzschicht hindurch das Implantat von aussen deutlich ersichtlich ist.

gekennzeichnet. Deutliche Symbole und Massangaben machen es für die Assistentin oder den Zahnarzt ganz einfach erkennbar, um welches Implantat es sich jeweils handelt.

Gleichzeitig sind alle Informationen mit Barcode und Losnummererkennung auf kleinen Aufklebern gezeichnet, welche einfach entnehmbar sind und das Datenmanagement sehr vereinfachen.

**Sterile Einbringhilfe**

Mit jedem Implantat liefert Biodenta eine sterile Einbringhilfe und die jeweils passende Einheilkappe automatisch mit. Somit entfällt für den Zahnarzt die aufwändige Vorbereitung aller Komponenten. Die clevere Gestaltung der Einbringhilfe, unterstützt verschiedene Vorgehensweisen wie zum Beispiel:

- direkte Einbringung des Implantats in das Implantatbett
- einfache Entfernung des Handgriffs
- direkte Aufsetzung des Handstückes auf den Haltepfosten

**Platzsparende Ablagebehälter**

Einen weiteren Vorteil bieten die platzsparenden Ablagebehälter, in denen Implantate wie auch Sekundärteile effizient gela-

**Über Biodenta**

Für Zahnärzte bietet Biodenta mit Sitz in Berneck/SG umfangreiche Systemlösungen im Bereich des chirurgischen und restaurativen Zahnersatzes. Das Produktportfolio umfasst Zahnimplantate, Diodenlaser sowie der gesamte CAD/CAM-Bereich von computergestützter chirurgischer Planungshilfe für Zahnärzte über individualisierte Prothetik bis hin zu komplexen Implantatbrücken.



**Bestnote für Biodenta**

Die Bestnote verdient das Implantat System von Biodenta auch mit diesen Merkmalen:

1. Kurzer Halsbereich von 1,5 mm
2. Sanfter Kortikalbereich für harmonisches Einwachsen
3. Zylindrischer Kernbereich für präzise Position
4. Selbstschneidendes Gewinde
5. Scharfer, konischer Ansatz zum leichten Einschrauben
6. Sichere und zuverlässige Sekundärteilverbindung durch konische 8-fach Verbindung

gert werden können. Das sehr platzsparende System ermöglicht grosse Flexibilität und bietet für jede Zahnarztpraxis eine attraktive Bereicherung.

Das alles macht das Biodenta Implantat-System zu einem Konzept mit entscheidenden Vorteilen:

- Vollständige Implantat-Linie auf Tissue Level Niveau
- Sichere und zuverlässige Sekundärteil-Verbindung
- Optimiertes Aufbewahrungssystem mit Barcode
- Vollständige Prothetik-Lösungen
- Jedes Implantat mit komplett steriler Einbringhilfe und Einheilkappe


Umfassende Produktinformationen zu dem neuen Implantat-System von Biodenta finden sich auf [www.biodenta.com](http://www.biodenta.com), dort kann man die Produkte auch online via E-Shop bestellen.

**Weitere Informationen:**

Biodenta Swiss AG | Tramstrasse 16 | 9442 Berneck  
 Telefon 071 747 11 11 | Fax 071 747 11 12  
[info@biodenta.com](mailto:info@biodenta.com) | [www.biodenta.com](http://www.biodenta.com)



Mit jedem Implantat liefert Biodenta eine sterile Einbringhilfe und die jeweils passende Einheilkappe automatisch mit.



Die komplette Implantatlinie kann mit dem Instrumentarium einer einzigen, übersichtlich angeordneten Chirurgiekassette gesetzt werden.



Im platzsparenden Ablagesystem können Implantate und Sekundärteile effizient gelagert werden.