

Biodenta Swiss AG – we're all about teeth.

Biodenta lanciert ein innovatives Implantat-System mit umfassenden Prothetiklösungen. Individuelle Sekundärteile aus Zirkon und Titan sind ebenfalls Bestandteil dieses Systems. Weiteres Zubehör, das den Umgang mit Implantaten erleichtert und die Sicherheit für alle beteiligten Parteien erhöht, machen das System vollständig und sehr attraktiv.



Implantat

«BST bioActive» Oberfläche

Implantatverpackung

Implantathalterung

Chirurgiekassette

Ablagesystem

Bei der Entwicklung des Implantat-Systems mit der Oberfläche «BST bioActive» wurde der Sicherheit, der Einfachheit und der Optimierung der Prozesse in der Zahnarztpraxis höchste Beachtung geschenkt. Die komplette Implantatlinie kann mit dem Instrumentarium einer einzigen, übersichtlich angeordneten Chirurgiekassette gesetzt werden.

Einfach, sicher, effizient

Die Verpackung ist so gestaltet, dass durch die sterile Schutzschicht hindurch das Implantat von aussen klar ersichtlich ist. Der enossale Implantatdurchmesser ist farblich gekennzeichnet. Deutliche Symbole und Massangaben machen es für die Assistentin oder den Zahnarzt ganz einfach erkennbar, um welches Implantat es sich jeweils handelt. Gleichzeitig sind alle Informationen mit Barcode und Losnummernerkennung auf kleinen Aufklebern aufgedruckt, welche einfach entnehmbar sind und das Datenmana-

gement sehr vereinfachen. Mit jedem Implantat liefert Biodenta eine sterile Einbringhilfe und die jeweils passende Einheilkappe automatisch mit. Somit entfällt für den Zahnarzt die aufwendige Vorbereitung dieser Komponenten. Die clevere Gestaltung der Einbringhilfe, unterstützt verschiedene Vorgehensweisen, wie zum Beispiel:

- direkte Einbringung des Implantats in das Implantatbett
- einfache Entfernung des Handgriffes
- direkte Aufsetzung des Handstückes auf den Haltepfosten

Einen weiteren Vorteil bieten die platzsparenden Ablagebehälter, wo Implantate wie auch Sekundärteile effizient gelagert werden können. Das sehr kompakte System ermöglicht grosse Flexibilität und bietet für jede Zahnarztpraxis eine attraktive Bereicherung. Für umfassende Produktinformationen zu unseren Implantaten besuchen Sie bitte die Biodenta Website.

Dentaler Diodenlaser

Der Biodenta Diodenlaser stellt mit seinem breiten Leistungsspektrum für jede Zahnarztpraxis eine faszinierende Ergänzung dar. Überzeugen Sie Ihre Patienten durch ein hochwertiges Behandlungsangebot, indem Sie zahnärztliche Leistungen durch den zusätzlichen Einsatz des Lasers ergänzen und verbessern.

So setzen Sie den Biodenta Diodenlaser zum Beispiel zur Dekontamination in Endodontie, Parodontologie und der Behandlung von Peri-Implantitis ein. Als hochpräzises «Laserskalpell» dient er dazu, Gewebe blutungsarm abzutragen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.biodenta.com, dort können Sie die Produkte auch online via E-Shop bestellen.

Biodenta – we're all about teeth.

Über Biodenta

Für Zahnärzte bietet Biodenta mit Sitz in Berneck/SG umfangreiche Systemlösungen im Bereich des chirurgischen und restaurativen Zahnersatzes. Das Produktportfolio umfasst Zahnimplantate, Diodenlaser sowie den gesamten CAD/CAM-Bereich von computergestützter chirurgischer Planungshilfe für Zahnärzte über individualisierte Prothetik bis hin zu komplexen Implantatbrücken.

Weitere Informationen:

Biodenta Swiss AG
Tramstrasse 16, 9442 Berneck
Telefon 071 747 11 11, Fax 071 747 11 12
emea@biodenta.com – www.biodenta.com